

| MANV - Kreislauf in Zarges Box | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| Art.Nr. S 99912 | | | |
| Nr. | Menge | Bezeichnung | Bemerkung |
| 1 | 1 | Zarges Eurobox | Leichtmetall-Box 60 x 40 x 41 cm, 70 l |
| 2 | 5 | Modul-Klarsicht-Tasche | Nylon, mit Sichtfenster, rot, Größe S |
| 3 | 5 | Venenstauer | |
| 4 | 5 | Hautdesinfektion | 50 ml |
| 5 | 5 | Händedesinfektion | 100 ml |
| 6 | 5 | Heftpflaster | DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm |
| 7 | 100 | Kanülenfixierpflaster | unsteril |
| 8 | 5 | Kanülenentsorgungsbox | 0,5 ltr. |
| 9 | 20 | Infusionssystem | DIN 58362 - 1 |
| 10 | 10 | Sicherheits-Venenverweilkanülen | G 20, rosa |
| 11 | 20 | Sicherheits-Venenverweilkanülen | G 18, grün |
| 12 | 10 | Sicherheits-Venenverweilkanülen | G 14, orange |
| 13 | 5 | Infusion 2fach Verbinder | DIN 58362 VL- P, steril |
| 14 | 10 | Heidelberger Verlängerung | DIN 58362 VL- P, steril |
| 15 | 10 | Fixierbinde | DIN 61634 - FB 4 |
| 16 | 1 | Piktogramm | "Infusion"; 4 x 4 cm |
| 17 | 1 | Inhaltsverzeichnis | |