

MANV - Verbrennung Water Jel in Zarges-Box**Art.Nr. S 99914**

Nr.	Menge	Bezeichnung	Bemerkung
1	1	Zarges Eurobox	Leichtmetall-Box 60 x 40 x 41 cm, 70 l
2	2	Schere	DIN 58279 - D 190
3	10	Rettungsdecke	Metallisierte Polyesterfolie, Oberfläche Aluminium und Rückseite farbig, Mindestmaß 210 x 160 cm Mindestfoliendicke 12 µ, staubgeschützt verpackt
4	2	WaterJel Burn Kit I	
5	5	Alu-Verbandtuch	80 x 120 cm, steril
6	5	Heftpflaster	DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm
7	10	Fixierbinde	DIN 61634 - FB 8
8	10	Elektrolytlösung	500 ml
9	10	Infusionssystem	DIN 58362 - 1
10	5	Sicherheits-Venenverweilkanülen	G 14, orange
	5	Sicherheits-Venenverweilkanülen	G 20, rosa
	5	Sicherheits-Venenverweilkanülen	G 18, grün
11	20	Kanülenfixierpflaster	unsteril
12	2	Hautdesinfektion	50 ml
13	2	Venenstauer	
14	1	Inhaltsverzeichnis	